



## MODE D'EMPLOI DU ZAPPER POUR DENTS ZOMATRON



### DESCRIPTIF DE VOTRE APPAREIL :

Le Zomatron Tooth Zappicator est un appareil autonome conçu selon les principes du Dr Hulda Clark.

Il fonctionne avec une pile 9V et génère une fréquence exacte de 1 000 Hz avec offset positif.

L'embout en silicone étanche permet une utilisation directe dans la bouche, autour des yeux, sur le visage et particulièrement sur les boutons d'acné. Le fabricant annonce une excellente efficacité pour éliminer parasites, bactéries et toxines dans ces zones délicates.

Le Dr Hulda Clark explique dans ses livres « The Cure for All Diseases » et « The Cure for HIV and AIDS » que la plupart des problèmes de santé proviennent souvent de la bouche. Elle recommande le zappicator dentaire pour détruire bactéries, métaux lourds, lanthanides, solvants et cavitations tout en stimulant l'immunité locale. Clark précise que l'application répétée rend inoffensifs les toxines et pathogènes buccaux.

Retrouvez tous nos produits en tapant [www.biores.fr](http://www.biores.fr)

## **CONTENU DE LA LIVRAISON :**

Vous recevez l'appareil prêt à l'emploi avec son embout silicone et la pile 9V déjà installée.

## **MISE EN MARCHÉ :**

Appuyez sur le bouton au centre du boîtier. Le témoin lumineux bleu ou rouge s'allume immédiatement pour confirmer le bon fonctionnement. L'embout contient un petit résonateur orienté pôle Nord.

## **PROTOCOLE D'UTILISATION DÉTAILLÉ :**

Avant chaque séance, vous pouvez prendre du germanium, du sélénium et de la vitamine C pour protéger vos globules blancs et limiter toute réaction de détoxification.

Allumez l'appareil.

Appliquez fermement l'embout pendant 3 à 5 minutes sur chaque zone.

Suivez le protocole complet de Clark : traitez toute la mâchoire en trois passages successifs (faces externes des gencives, faces internes, puis surfaces des dents).

Faites une pause de 20 à 30 minutes entre chaque passage et buvez de l'eau.

Une séance complète pour la bouche dure 30 à 45 minutes. Pour l'acné ou les boutons, appliquez simplement 3 à 5 minutes directement sur la zone. Déplacez l'appareil systématiquement d'une dent à l'autre sans sauter aucune zone.

## **HYGIÈNE ET NETTOYAGE :**

L'hygiène est essentielle car l'embout entre en contact direct avec la bouche. Avant et après chaque utilisation, nettoyez l'embout avec de l'alcool isopropylique à 70 % ou de l'alcool éthylique sur un coton propre. Passez sur toute la surface, laissez sécher à l'air libre. Ne jamais immerger l'appareil ni le passer sous l'eau. Essuyez le boîtier uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. Rangez-le dans une boîte de transport rigide ou un sachet zip pour maintenir une parfaite hygiène.

## **ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES PIÈCES :**

Remplacez la pile 9V dès que le témoin faiblit. Vérifiez régulièrement l'état de l'embout avant chaque utilisation. S'il présente des signes de fissures, contactez le SAV Biores.

## **PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS :**

Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Il sert uniquement à l'éradication expérimentale de parasites, bactéries et toxines selon les écrits du Dr Hulda Clark.

BIORES décline toute responsabilité en cas d'utilisation différente. Consultez toujours votre dentiste et votre médecin avant emploi, surtout en cas de problèmes dentaires graves. Évitez le contact direct prolongé sur des plombages métalliques. En cas de fatigue ou maux de tête, réduisez la durée et augmentez l'hydratation. Documentez-vous dans les ouvrages de Hulda

Clark pour une utilisation optimale. Associez toujours ce traitement à une hygiène bucco-dentaire classique.

Retrouvez tous nos produits en tapant [www.biores.fr](http://www.biores.fr)